



Description d'article

Numéro de commande	77.3898.006
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe medi, 6 l, jaune, rond, matériau : PP, ouverture : rond, hauteur : 195 mm, cape plate, Ø de cape : 230 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907, 480 pièce(s)/carton
UN identification	oui

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Forme de l'ouverture	rond
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait et de rotation

Dimensions

Volume max.	6 l
Diamètre du fond	190 mm
Diamètre du couvercle	230 mm
Diamètre de l'ouverture	88 mm
Hauteur du produit	195 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	jaune

Pureté et certification

Satisfait les exigences	TRBA 250, UN 3291, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	480
Type d'emballage intérieur	palette
pièces / boîte	480
pièces / carton	480
pièces / pallet	480
Profondeur du carton	792 mm
Largeur du carton	1090 mm
Hauteur du carton	1192 mm
Volume du carton	1.029 cbm
Poids du produit	0.3161 kg
Poids du carton	160 kg
Code EAN de la boîte	4038917543392
Code EAN du carton d'emballage	4038917543408

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

