



## Description d'article

Numéro de commande	77.3898.011
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe medi, 11 l, jaune, rond, matériau : PP, ouverture : rond, hauteur : 220 mm, cape plate, Ø de cape : 290 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, DIN EN ISO 23907, 250 pièce(s)/carton
UN identification	aucun

## Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Forme de l'ouverture	rond
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait

## Dimensions

Volume max.	11 l
Diamètre du fond	257 mm
Diamètre du couvercle	290 mm
Diamètre de l'ouverture	88 mm
Hauteur du produit	220 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	jaune

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	TRBA 250, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	palette
pièces / boîte	250
pièces / carton	250
pièces / pallet	250
Profondeur du carton	792 mm
Largeur du carton	1090 mm
Hauteur du carton	1192 mm
Volume du carton	1.029 cbm
Poids du produit	0.5121 kg
Poids du carton	137.97 kg
Code EAN de la boîte	4038917409483
Code EAN du carton d'emballage	4038917409476

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

