



## Description d'article

Numéro de commande	77.3898.511
Description d'article	Récipient d'élimination, Multi-Safe medi, 11 l, jaune, rond, matériau : PP, ouverture : rond, hauteur : 220 mm, bouchon plate, Ø de cape : 290 mm, bouchon : rouge, TRBA 250, DIN EN ISO 23907, 10 pièce(s)/carton
UN identification	aucun

## Caractéristiques du produit

Bouchon	bouchon plate
Forme de l'ouverture	rond
Dispositif de désolidarisation	Outil de retrait

## Dimensions

Volume max.	11 l
Diamètre du fond	257 mm
Diamètre du couvercle	290 mm
Diamètre de l'ouverture	88 mm
Hauteur du produit	220 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	jaune

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	TRBA 250, DIN EN ISO 23907
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	10
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	10
pièces / carton	10
pièces / pallet	160
Profondeur du carton	395 mm
Largeur du carton	430 mm
Hauteur du carton	585 mm
Volume du carton	0.0994 cbm
Poids du produit	0.637 kg
Poids du carton	6.87 kg
Code EAN de la boîte	4038917409544
Code EAN du carton d'emballage	4038917409537

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

