



Description d'article

Numéro de commande	77.3899.035
Description d'article	Réceptif d'élimination, Multi-Safe steri, 35 l, jaune, carré, matériau : PP, autoclavable, ouverture : carré, hauteur : 330 mm, cape plate, Couvercle avec joint, couvercle (L x l) : 393 x 393 mm, bouchon : rouge, UN 3291, 150 pièce(s)/carton
UN identification	oui

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Forme de l'ouverture	carré
Dispositif de désolidarisation	non disponible
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	134 °C

Dimensions

Volume max.	35 l
Diamètre du fond	340 mm x 340 mm
Diamètre de l'ouverture	370 mm x 370 mm
Hauteur du produit	330 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Couleur du bouchon	rouge
Couleur couvercle pour usage quotidien	jaune

Pureté et certification

Satisfait les exigences	UN 3291
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	150
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	150
pièces / pallet	150
Volume du carton	2.304 cbm
Poids du produit	1.1945 kg
Poids du carton	179.25 kg
Code EAN de la boîte	4038917333498
Code EAN du carton d'emballage	4038917333481

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

