



Description d'article

Numéro de commande	51.1534.100
Description d'article	Salivette® VD, avec tampon de coton, bouchon : bleu clair, avec étiquette papier, étiquette/impression: bleu clair/blanc, pour Analyse de la salive pour le diagnostic des virus, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	bleu clair/blanc
Type de fermeture	bouchon pression
Version	avec tampon de coton
Domaine d'application	Analyse de la salive pour le diagnostic des virus
Centrifugation recommandée	500 x g
Durée de centrifugation	1 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	16.8 mm
Longueur avec bouchon	97 mm
Longueur sans bouchon	84 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	bleu clair

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	28000
Profondeur du carton intérieur	226 mm
Largeur du carton intérieur	101 mm
Hauteur du carton intérieur	119 mm
Profondeur du carton	533 mm
Largeur du carton	263 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0196 cbm
Poids du produit	0.0069 kg
Poids du carton	4.09 kg
Code EAN de la boîte	4038917581882
Code EAN du carton d'emballage	4038917581875

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

