



Spécification de produit
Lancette de sécurité, Mini, Ø aiguille : 28 G,
profondeur de pénétration : 1,6 mm

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	85.1015
Description d'article	Lancette de sécurité, Mini, Ø aiguille : 28 G, bleu clair, profondeur de pénétration : 1,6 mm, pour prélèvement de sang capillaire, pour la ponction de doigt, oreille, talon, 200 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.03

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Exemple d'utilisation	Enfants en bas âge, adultes : diabétiques, oncologie, analyse glycémique
Point de ponction	doigt, oreille, talon
Profondeur de pénétration	1.6 mm
Produit de sécurité	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-12-10

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Lancette de sécurité, Mini, Ø aiguille : 28 G,
profondeur de pénétration : 1,6 mm

Page 2

Dimensions

Volume de sang	0,1 µl - 10 µl
Diamètre de l'aiguille	28 G
Largeur du produit	21 mm
Longueur du produit	52 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	bleu clair
--------------------	------------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0124 (DEKRA)
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1200
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	200
pièces / carton	1200
pièces / pallet	108000
Profondeur du carton intérieur	118 mm
Largeur du carton intérieur	118 mm
Hauteur du carton intérieur	151 mm
Profondeur du carton	366 mm
Largeur du carton	248 mm
Hauteur du carton	173 mm
Volume du carton	0.0157 cbm
Poids du produit	0.0028 kg
Poids du carton	4.08 kg
Code EAN de la boîte	4038917085021
Code EAN du carton d'emballage	4038917057622

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-12-10

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT