

Spécification de produit Multivette® 600 Fluorure/héparine FH, 600 μl, bouchon jaune, bouchon à vis

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 15.1672

Description d'article Multivette® 600 Fluorure/héparine FH, échantillons de sang

veineux et capillaire, préparation : Fluorure + héparine, volume nominal : 600 μl, (LxØ) avec cape : 47,9 x 8 mm, avec aplat, bouchon jaune, bouchon à vis, fond plat, 100

pièce(s)/carton

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement veineux et capillaire Type de préparation Fluorure + héparine

Code couleur EU

Étiquette/ Impression avec aplat Couleur impression/étiquette jaune


Bouchon à vis standard

Type de fermeture bouchon à vis

Domaine d'application échantillons de sang veineux et capillaire

Forme du fond fond plat Centrifugation recommandée 2000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







Spécification de produit Multivette[®] 600 Fluorure/héparine FH, 600 μl, bouchon jaune, bouchon à vis

Durée de centrifugation 5 Min

Dimensions

Volume nominal 600 µl
Diamètre 8 mm
Longueur avec bouchon 47.9 mm
Longueur sans bouchon 44.4 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur carton pièces / boite 100 pièces / carton 1000 pièces / pallet 63000 Profondeur du carton intérieur 201 mm Largeur du carton intérieur 81 mm Hauteur du carton intérieur 81 mm Profondeur du carton 423 mm Largeur du carton 213 mm Hauteur du carton 185 mm Volume du carton 0.0167 cbm Poids du produit 0.0022 kg Poids du carton 2.77 kg

Code EAN de la boite 4038917087407 Code EAN du carton 4038917005838

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

