



Description d'article

Numéro de commande	17.2111.050
Description d'article	Minivette® POCT neutre Z, volume nominal : 50 µl, sans additif, blanc, 200 pièce(s)/sachet, 200 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	sans additif
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Couleur de codage	blanc

Dimensions

Volume nominal	50 µl
----------------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Acétate de cellulose (AC)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Sans latex	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	200
pièces / carton	2000
pièces / pallet	144000
Profondeur du carton intérieur	140 mm
Largeur du carton intérieur	99 mm
Hauteur du carton intérieur	117 mm
Profondeur du carton	513 mm
Largeur du carton	293 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.021 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	2.66 kg
Code EAN de la boîte	4038917310314
Code EAN du carton d'emballage	4038917310307

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

