



### **Description d'article**

Numéro de commande	17.2113.201
Description d'article	Minivette® POCT EDTA K3E, volume nominal : 200 µl, préparation : EDTA K3, violet, code couleur ISO, 150 pièce(s)/sachet, 150 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	EDTA K3
Code couleur	ISO
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Couleur de codage	violet

### **Dimensions**

Volume nominal	200 µl
----------------	--------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Acétate de cellulose (AC)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Sans latex oui  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 1500  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 150  
pièces / carton 1500  
pièces / pallet 108000  
Profondeur du carton intérieur 140 mm  
Largeur du carton intérieur 99 mm  
Hauteur du carton intérieur 117 mm  
Profondeur du carton 513 mm  
Largeur du carton 293 mm  
Hauteur du carton 140 mm  
Volume du carton 0.021 cbm  
Poids du produit 0.0011 kg  
Poids du carton 2.36 kg  
Code EAN de la boîte 4038917362177  
Code EAN du carton 4038917362160  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

