

Spécification de produit Tube capillaire end-to-end, EDTA K2, 20 μΙ, Ø: 1,28 mm, verre

Page 1

Description d'article

Numéro de commande 19.447.001

Description d'article Tube capillaire end-to-end, EDTA K2, prélèvement de sang

capillaire, préparation : EDTA K2, volume nominal : 20 µl,

Ø: 1,28 mm, verre, 100 pièce(s)/boîte

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement capillaire
Type de préparation EDTA K2

Domaine d'application prélèvement de sang capillaire

Volume de travail 20 µl

Dimensions

Volume nominal 20 µl
Volume de sang 20 µl
Diamètre 1.28 mm
Longueur du produit 29 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit verre

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE Fournisseur CE

Alloti oui

Conditionnement

1000 Minimum order qty. Type d'emballage intérieur boîte pièces / boite 1000 pièces / carton 50000 pièces / pallet 2400000 Profondeur du carton intérieur 117 mm Largeur du carton intérieur 50 mm Hauteur du carton intérieur 40 mm Profondeur du carton 388 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Tube capillaire end-to-end, EDTA K2, 20 μI, Ø: 1,28 mm, verre

Page 2

Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 215 mm
Volume du carton 0.0315 cbm
Poids du produit 0.0001 kg
Poids du carton 8.65 kg

 Code EAN de la boite
 5706860174428

 Code EAN du carton
 5706860174435

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

