



Description d'article

Numéro de commande	19.930.100
Description d'article	Capillaires pour gaz du sang, préparation : héparine de lithium saturée en calcium, volume nominal : 100 µl, (L x Ø) : 100 x 2,05 mm, 250 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	héparine de lithium saturée en calcium
Concentration de préparation	70 UI/ml sang
Domaine d'application	analyse des gaz du sang

Dimensions

Volume nominal	100 µl
Diamètre	2.05 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Sans latex	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	250
Type d'emballage intérieur	boîte
pièces / boîte	250
pièces / carton	16000
pièces / pallet	960000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	175 mm
Volume du carton	0.0249 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	6.34 kg
Code EAN de la boîte	4038917234252
Code EAN du carton	4038917234245
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

