

Spécification de produit Microvette[®] 200 Héparine de lithium LH, 200 μl, bouchon orange, fond plat

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 20.1292

Description d'article Microvette[®] 200 Héparine de lithium LH, prélèvement de

sang capillaire, préparation : Héparine de lithium, volume nominal : 200 μ l, (LxØ) avec cape : 47,6 x 10,8 mm, avec aplat, bouchon orange, fond plat, tube intérieur : conique,

100 pièce(s)/carton

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement capillaire

Type de préparation Héparine de lithium


Code couleur EU

Étiquette/ Impression avec aplat Couleur impression/étiquette orange Bouchon bouchon

Domaine d'application prélèvement de sang capillaire

Forme du fond fond plat
Centrifugation recommandée 2000 x g
Durée de centrifugation 5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







Spécification de produit Microvette[®] 200 Héparine de lithium LH, 200 μl, bouchon orange, fond plat

Forme du tube interne conique

Dimensions

Volume nominal 200 µl
Diamètre 10.8 mm
Longueur avec bouchon 47.6 mm
Longueur sans bouchon 46.6 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon orange

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000 Type d'emballage intérieur carton pièces / boite 100 pièces / carton 1000 pièces / pallet 121000 Profondeur du carton intérieur 139 mm Largeur du carton intérieur 108 mm Hauteur du carton intérieur 66 mm Profondeur du carton 338 mm Largeur du carton 228 mm Hauteur du carton 160 mm 0.0123 cbm Volume du carton Poids du produit 0.0027 kg Poids du carton 3.23 kg

Code EAN de la boite 4038917086066 Code EAN du carton 4038917070386

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

