



Description d'article

Numéro de commande	20.1346.100
Description d'article	Microvette® 500 Héparine de lithium gel, prélèvement de sang capillaire, préparation : Gel / Héparine, volume nominal : 500 µl, (LxØ) avec cape : 47,6 x 10,8 mm, avec aplat, bouchon vert, fond plat, tube intérieur : cylindrique, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	Gel / Héparine
Code couleur	ISO
Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	vert
Bouchon	cape avec filetage 1/4
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	325 µl - 500 µl
Centrifugation recommandée	10000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
**Microvette® 500 Héparine de lithium gel, 500 µl,
bouchon vert, fond plat**

Page 2

Durée de centrifugation 5 Min
Forme du tube interne cylindrique

Dimensions

Volume nominal 500 µl
Diamètre 10,8 mm
Longueur avec bouchon 47,6 mm
Longueur sans bouchon 46,6 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériau du bouchon Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon vert

Pureté et certification

Catégorie de produit Diagnostic in-vitro, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 121000
Profondeur du carton intérieur 139 mm
Largeur du carton intérieur 108 mm
Hauteur du carton intérieur 66 mm
Profondeur du carton 338 mm
Largeur du carton 228 mm
Hauteur du carton 160 mm
Volume du carton 0,0123 cbm
Poids du produit 0,0022 kg
Poids du carton 2,66 kg
Code EAN de la boîte 4038917127868

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-19

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
**Microvette® 500 Héparine de lithium gel, 500 µl,
bouchon vert, fond plat**

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917028790

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-19

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT