



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 20.1346 |
| Description d'article | Microvette® 500 Héparine de lithium gel LH, prélèvement de sang capillaire, préparation : Héparine de lithium gel, volume nominal : 500 µl, (LxØ) avec cape : 47,6 x 10,8 mm, avec aplat, bouchon orange, fond plat, tube intérieur : cylindrique, 100 pièce(s)/carton |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Type de prélèvement | capillaire |
| Type de préparation | Héparine de lithium gel |
| Code couleur | EU |
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | orange |
| Bouchon | bouchon |
| Domaine d'application | prélèvement de sang capillaire |
| Forme du fond | fond plat |
| Volume de travail | 325 µl - 500 µl |
| Centrifugation recommandée | 10000 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Microvette® 500 Héparine de lithium gel LH, 500
µl, bouchon orange, fond plat

Page 2

Durée de centrifugation 5 Min
Forme du tube interne cylindrique

Dimensions

Volume nominal 500 µl
Diamètre 10.8 mm
Longueur avec bouchon 47.6 mm
Longueur sans bouchon 46.6 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon orange

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 121000
Profondeur du carton intérieur 139 mm
Largeur du carton intérieur 108 mm
Hauteur du carton intérieur 66 mm
Profondeur du carton 338 mm
Largeur du carton 228 mm
Hauteur du carton 160 mm
Volume du carton 0.0123 cbm
Poids du produit 0.0022 kg
Poids du carton 2.66 kg
Code EAN de la boîte 4038917086288

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Microvette® 500 Héparine de lithium gel LH, 500
µl, bouchon orange, fond plat

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917004862

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-05

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT