



Spécification de produit
Tube à échantillon, Agent hémolysant
SARSTEDT, 1.000 µl, bouchon blanc, (L x Ø) : 97 x
15,3 mm, avec aplat

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	45.498.003
Description d'article	Tube à échantillon, Analyse de la glycémie à partir de sang capillaire, volume nominal : 1 000 µl, bouchon blanc, préparation : Agent hémolysant SARSTEDT, bouchon à vis, (L x Ø) : 97 x 15,3 mm, double fond conique, fond du tube arrondi, avec aplat, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Type de préparation	Agent hémolysant SARSTEDT
Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire
Exemple d'utilisation	Analyse de la glycémie à partir de sang capillaire
Forme du fond	double fond conique, fond du tube arrondi
Volume de travail	20 µl
Forme du tube interne	conique

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Tube à échantillon, Agent hémolysant
SARSTEDT, 1.000 µl, bouchon blanc, (L x Ø) : 97 x
15,3 mm, avec aplat

Page 2

Dimensions

Volume nominal	1.000.00 µl
Diamètre	15.3 mm
Longueur du produit	97 mm
Longueur avec bouchon	97 mm
Longueur sans bouchon	92 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	32000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0255 cbm
Poids du produit	0.0061 kg
Poids du carton	3.44 kg
Code EAN de la boîte	4038917273022
Code EAN du carton d'emballage	4038917273039

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

