



### **Description d'article**

Numéro de commande	90.1091
Description d'article	Portoir de VS, compatible avec Microvette® , 10 postes de mesure
Code NACRES	NB.12

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	Microvette®
Nombre d'emplacements	10

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
---------------------	--------------------

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In-vitro Diagnostikum (IVD)
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



## Conditionnement

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	8
pièces / pallet	160
Profondeur du carton intérieur	305 mm
Largeur du carton intérieur	260 mm
Hauteur du carton intérieur	20 mm
Profondeur du carton	585 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0796 cbm
Poids du produit	0.2505 kg
Poids du carton	5.1 kg
Code EAN de la boîte	4038917085311
Code EAN du carton d'emballage	4038917004015

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

