



Description d'article

Numéro de commande	95.1048
Description d'article	Support de capillaire, prélèvement de sang capillaire, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	capillaire
Domaine d'application	prélèvement de sang capillaire

Matériau et coloris

Couleur du produit	rouge
--------------------	-------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	5
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	1000
pièces / pallet	108000
Profondeur du carton	308 mm
Largeur du carton	223 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0134 cbm
Poids du produit	0.0019 kg
Poids du carton	2.31 kg
Code EAN de la boîte	4038917085120
Code EAN du carton d'emballage	4038917003810

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

