



### Description d'article

Numéro de commande	14.1513.002
Description d'article	Cape de codage, pour S-Monovette® , jaune, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Compatible avec	S-Monovette®
-----------------	--------------

### Dimensions

Longueur du produit	13 mm
---------------------	-------

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit                      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti    non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.                      1000  
Type d'emballage intérieur              sachet  
pièces / boîte                                100  
pièces / carton                               1000  
pièces / pallet                               324000  
Profondeur du carton                      268 mm  
Largeur du carton                          191 mm  
Hauteur du carton                          100 mm  
Volume du carton                          0.0051 cbm  
Poids du produit                            0.0003 kg  
Poids du carton                              0.47 kg  
Code EAN de la boîte                      4038917251556  
Code EAN du carton                      4038917251549  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

