



Spécification de produit
**Filtre à soupape Seraplas® , vert, pour séparation
du sérum/plasma et des caillots de sang après
centrifugation**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	53.420
Description d'article	Filtre à soupape Seraplas® , V16, vert, pour séparation du sérum/plasma et des caillots de sang après centrifugation, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Domaine d'application	prélèvement sanguin veineux
Compatible avec	séparation du sérum/plasma et des caillots de sang après centrifugation

Dimensions

Longueur du produit	92 mm
---------------------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-29

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
**Filtre à soupape Seraplas® , vert, pour séparation
du sérum/plasma et des caillots de sang après
centrifugation**

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène (PE)
Couleur du produit vert

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Fiche de données de sécurité non
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 54000
Profondeur du carton intérieur 156 mm
Largeur du carton intérieur 99 mm
Hauteur du carton intérieur 130 mm
Profondeur du carton 513 mm
Largeur du carton 328 mm
Hauteur du carton 150 mm
Volume du carton 0.0252 cbm
Poids du produit 0.0023 kg
Poids du carton 2.98 kg
Code EAN de la boîte 4038917081498
Code EAN du carton
d'emballage 4038917000581

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-29

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT