



### **Description d'article**

Numéro de commande	55.1571.051
Description d'article	Tube adaptateur, (L x Ø) : 65 x 13 mm, matériau : PP, bleu clair, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Compatible avec	S-Monovette® avec Ø 8 mm, Microvette® et microtubes
Forme du fond	fond rond

### **Dimensions**

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	65 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu clair

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Tube adaptateur, (L x Ø) : 65 x 13 mm, PP, bleu clair**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit      Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti                              non

**Conditionnement**

Minimum order qty.              1000  
Type d'emballage intérieur      sachet  
pièces / boîte                      250  
pièces / carton                      1000  
pièces / pallet                      72000  
Profondeur du carton              333 mm  
Largeur du carton                  303 mm  
Hauteur du carton                  190 mm  
Volume du carton                  0.0192 cbm  
Poids du produit                    0.0019 kg  
Poids du carton                    2.23 kg  
Code EAN de la boîte              4038917283380  
Code EAN du carton  
d'emballage                      4038917283373

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**