



Spécification de produit
Tube adaptateur, (L x Ø) : 55 x 13 mm, PP,
transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	55.1572
Description d'article	Tube adaptateur, (L x Ø) : 55 x 13 mm, matériau : PP, transparent, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	S-Monovette® avec Ø 8 mm
Forme du fond	fond rond

Dimensions

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	55 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-04-26

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Tube adaptateur, (L x Ø) : 55 x 13 mm, PP,
transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 250
pièces / carton 1000
pièces / pallet 72000
Profondeur du carton 333 mm
Largeur du carton 303 mm
Hauteur du carton 190 mm
Volume du carton 0.0192 cbm
Poids du produit 0.0014 kg
Poids du carton 1.71 kg
Code EAN de la boîte 4038917283823
Code EAN du carton
d'emballage 4038917283816

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-26

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT