




Description d'article

Numéro de commande	55.525.002
Description d'article	Tube, volume de travail : 5 ml, (L x Ø) : 75 x 13 mm, matériau : PP, fond rond, marron, bouchon pression, convient à Microvette® et microtubes à vis, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	Microvette® et microtubes à vis
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	5000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	13 mm
Longueur du produit	75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	marron

Pureté et certification

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	2000
pièces / pallet	72000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	265 mm
Volume du carton	0.042 cbm
Poids du produit	0.0025 kg
Poids du carton	5.57 kg
Code EAN de la boîte	4038917109147
Code EAN du carton	4038917012355
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

