



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 65.728 |
| Description d'article | Bouchon à vis, naturel, compatible avec tubes et S-Monovette® Ø 13 mm, 1 000 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.17 |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Bouchon | bouchon à vis standard |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Compatible avec | tubes et S-Monovette® Ø 13 mm |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du produit | naturel |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1000
pièces / carton 5000
pièces / pallet 330000
Profondeur du carton 438 mm
Largeur du carton 268 mm
Hauteur du carton 155 mm
Volume du carton 0.0182 cbm
Poids du produit 0.0007 kg
Poids du carton 3.76 kg
Code EAN de la boîte 4038917083768
Code EAN du carton
d'emballage 4038917028288

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

