



Description d'article

Numéro de commande	65.729.100
Description d'article	Bouchon à vis, naturel, compatible avec tubes Ø 15,3 mm, 100 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	tubes Ø 15,3 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	5000
pièces / pallet	210000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0367 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	5.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917119221
Code EAN du carton d'emballage	4038917080101

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

