



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.803
Description d'article	Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 15,7 mm & cuve 67.743, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	tubes Ø 15,7 mm & cuve 67.743

### **Dimensions**

Diamètre	16.35 mm
Hauteur du produit	20.45 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Bouchon pression, naturel, compatible avec**  
**tubes Ø 15,7 mm & cuve 67.743**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)  
Couleur du produit naturel

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

**Conditionnement**

Minimum order qty. 5000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 5000  
pièces / pallet 210000  
Profondeur du carton 398 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 250 mm  
Volume du carton 0.0396 cbm  
Poids du produit 0.0013 kg  
Poids du carton 7.1 kg  
Code EAN de la boîte 4038917084192  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917003056

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-09

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**