

# Spécification de produit Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 13 mm

Page 1



### **Description d'article**

Numéro de commande 65.806

Description d'article Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 13

mm, 1 000 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.17

### Caractéristiques du produit

Bouchon cape à pression standard

Type de fermeture bouchon pression Compatible avec tubes Ø 13 mm

#### **Dimensions**

Diamètre 13.3 mm Hauteur du produit 15.2 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Spécification de produit Bouchon pression, naturel, compatible avec tubes Ø 13 mm

#### Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène basse densité (LD-PE)

Couleur du produit naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 10000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 10000 pièces / pallet 420000 Profondeur du carton 398 mm Largeur du carton 398 mm Hauteur du carton 250 mm Volume du carton 0.0396 cbm Poids du produit 0.0007 kgPoids du carton 7.36 kg

 Code EAN de la boite
 4038917084222

 Code EAN du carton
 4038917003087

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

