



Description d'article

Numéro de commande	73.1052.001
Description d'article	Cupule pour tubes, convient à tubes et S-Monovette® Ø 15 mm, matériau : PS, longueur : 32 mm, transparent, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec	tubes et S-Monovette® Ø 15 mm
Forme du fond	fond conique à jupe

Dimensions

Diamètre de l'ouverture	11 mm
Longueur du produit	32 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Cupule pour tubes, convient à tubes et
S-Monovette® Ø 15 mm, transparent

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	156000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	323 mm
Hauteur du carton	130 mm
Volume du carton	0.018 cbm
Poids du produit	0.0008 kg
Poids du carton	1.98 kg
Code EAN de la boîte	4038917124874
Code EAN du carton	4038917019507
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-04-27

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT