



### **Description d'article**

Numéro de commande	73.1055
Description d'article	Cupules spéciales RIA, convient à dispositifs de comptage Gamma, matériau : PP, 0,5 ml, (L x Ø) : 22 x 8 mm, transparent, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	dispositifs de comptage Gamma
Forme du fond	fond conique

### **Dimensions**

Volume max.	0.5 ml
Diamètre	8 mm
Diamètre de l'ouverture	29 mm
Hauteur du produit	22 mm
Longueur du produit	22 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 10000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 1000  
pièces / carton 10000  
pièces / pallet 480000  
Profondeur du carton 388 mm  
Largeur du carton 378 mm  
Hauteur du carton 215 mm  
Volume du carton 0.0315 cbm  
Poids du produit 0.0005 kg  
Poids du carton 5.05 kg  
Code EAN de la boîte 4038917085175  
Code EAN du carton d'emballage 4038917003865

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

