



### **Description d'article**

Numéro de commande	73.666
Description d'article	Tube à échantillon, convient à analyseur Hitachi, matériau : PS, 2 ml, (L x Ø) : 38 x 17 mm, transparent, 5 000 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	analyseur Hitachi
Forme du fond	fond conique

### **Dimensions**

Volume max.	2 ml
Diamètre	17 mm
Diamètre de l'ouverture	10 mm
Hauteur du produit	38 mm
Longueur du produit	38 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	150000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0539 cbm
Poids du produit	0.0017 kg
Poids du carton	9.3 kg
Code EAN de la boîte	4038917083225
Code EAN du carton d'emballage	4038917002172

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

