



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1509
Description d'article	Tube, convient à test Coombs, matériau : verre, (L x Ø) : 75 x 11,5 mm, transparent, 294 pièce(s)/pile
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Domaine d'application	Test de Coombs
Compatible avec	test Coombs
Forme du fond	fond rond

### **Dimensions**

Diamètre	11.5 mm
Longueur du produit	75 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit verre  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 2352  
Type d'emballage intérieur pile  
pièces / boîte 2352  
pièces / carton 2352  
pièces / pallet 56448  
Profondeur du carton 300 mm  
Largeur du carton 355 mm  
Hauteur du carton 335 mm  
Volume du carton 0.0357 cbm  
Poids du produit 0.0038 kg  
Poids du carton 11.22 kg  
Code EAN de la boîte 4038917086783  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917072366

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

