


## Spécification de produit Garrot, sans latex



#### **Description d'article**

Numéro de commande 95.1007.101

Description d'article Garrot, sans latex

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application prélèvement sanguin veineux

Matériau et coloris

Couleur du produit jaune

Pureté et certification


Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Sans latex oui Alloti oui

#### Conditionnement

Minimum order qty. 250
Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 250
pièces / carton 2000
pièces / pallet 42000

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





# Spécification de produit Garrot, sans latex

Page 2

Volume du carton Poids du carton Code EAN de la boite Code EAN du carton

d'emballage

0 cbm 7.01 kg 4038917263214

4038917263214

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication: 2024-04-29

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.

