



### **Description d'article**

Numéro de commande	14.1205.100
Description d'article	Adaptateur multiple, Luer Lock, raccord : Luer Lock, pour S-Monovette <sup>®</sup> , 1 pièce(s)/blister, 100 pièce(s)/carton, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Version	Luer Lock
Compatible avec	S-Monovette <sup>®</sup>
Raccord	Luer Lock

### **Dimensions**

Longueur du produit	47 mm
---------------------	-------

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)/Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
Couleur du produit	translucide

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	80000
Profondeur du carton intérieur	268 mm
Largeur du carton intérieur	81 mm
Hauteur du carton intérieur	71 mm
Profondeur du carton	373 mm
Largeur du carton	178 mm
Hauteur du carton	287 mm
Volume du carton	0.0191 cbm
Poids du produit	0.0021 kg
Poids du carton	3.11 kg
Code EAN de la boîte	4038917126700
Code EAN du carton d'emballage	4038917020817

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

