



Description d'article

Numéro de commande	14.1205
Description d'article	Adaptateur multiple, Luer, raccord : Luer, pour S-Monovette®, 1 pièce(s)/blister, 100 pièce(s)/carton, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Numéro PZN	6796193
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Version	Luer
Compatible avec	S-Monovette®
Raccord	Luer

Dimensions

Longueur du produit	33 mm
---------------------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène téréphthalate (PET)
Couleur du produit translucide

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation Radiation gamma
Apyrogène oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur blister
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 80000
Profondeur du carton intérieur 268 mm
Largeur du carton intérieur 81 mm
Hauteur du carton intérieur 71 mm
Profondeur du carton 373 mm
Largeur du carton 178 mm
Hauteur du carton 287 mm
Volume du carton 0.0191 cbm
Poids du produit 0.0014 kg
Poids du carton 2.34 kg
Code EAN de la boîte 4038917085793
Code EAN du carton 4038917004428
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

