



Description d'article

Numéro de commande	14.1209
Description d'article	Adaptateur d'hémoculture universel, pour les cols de flacons étroits ou larges, adaptateur à membrane assemblé, raccord : flacon pour hémoculture, pour utilisation avec aiguille (de sécurité) Multifly®, 1 pièce(s)/blister, 20 pièce(s)/carton, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Version	adaptateur à membrane assemblé
Compatible avec	utilisation avec aiguille (de sécurité) Multifly®
Raccord	flacon pour hémoculture

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre de l'ouverture	38 mm
Longueur du produit	84 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	20
pièces / carton	100
pièces / pallet	3600
Profondeur du carton	578 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0415 cbm
Poids du produit	0.0079 kg
Poids du carton	1.94 kg
Code EAN de la boîte	4038917354776
Code EAN du carton d'emballage	4038917354769

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

