

Spécification de produit e de Safety-Multifly® BCF 21G, 21G >

Set aiguille de Safety-Multifly® BCF 21G, 21G x 3/4", vert, longueur de tubulure : 200 mm, 1 pièce(s)/blister

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 51.1638.940

Description d'article Set aiguille de Safety-Multifly® BCF 21G, canule (Ø x L) :

21G x 3/4", code couleur : vert, longueur de tubulure : 200 mm, avec kit adaptateur pour hémoculture, composants du kit : 1 aiguille de Safety-Multifly® 21G à longue tubulure sans DEHP (REF 85.1638.235) et 1 adaptateur de culture sanguine universel (REF 14.1207), 1 pièce(s)/blister, stérile,

1 pièce(s)/carton


Caractéristiques du produit

Version kit adaptateur pour hémoculture

Couleur de codage vert Produit de sécurité oui

Raccord flacon pour hémoculture

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



Spécification de produit

Set aiguille de Safety-Multifly® BCF 21G, 21G x 3/4", vert, longueur de tubulure : 200 mm, 1 pièce(s)/blister

Page 2

Dimensions

Diamètre de la canule 21 G / 0,8 mm

(extérieur)

Diamètre de la tubulure 2.3 mm Longueur de la canule 19 mm Longueur de la tubulure 200 mm

Pureté et certification

Catégorie de produit Produit médical

Label de pureté stérile Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 50000 Type d'emballage intérieur blister

pièces / boite 1 pièces / carton 50 pièces / pallet 3200 Profondeur du carton 398 mm Largeur du carton 298 mm Hauteur du carton 215 mm Volume du carton 0.0255 cbm Poids du produit 0.0082 kg Poids du carton 1.09 kg

 Code EAN de la boite
 4038917408738

 Code EAN du carton
 4038917408721

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

