



Description d'article

Numéro de commande	85.1372.200
Description d'article	Aiguille de sécurité S-Monovette® , canule (Ø x L) : 20G x 1", couleur de codage : jaune, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Code NACRES	NB.03

Caractéristiques du produit

Couleur de codage	jaune
Produit de sécurité	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	20 G / 0,9 mm
Longueur de la canule	25,4 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Produit conforme Ã DDM ou Ã DIV	Produit médical
Certifié CE	CE0124 (Dekra)
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Numéro de lot ou de série	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	39000
Profondeur du carton intérieur	268 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	71 mm
Profondeur du carton	373 mm
Largeur du carton	233 mm
Hauteur du carton	290 mm
Volume du carton	0,0252 cbm
Poids du produit	0,0026 kg
Poids du carton	2,47 kg
Code EAN de la boîte	4038917127943
Code EAN du carton d'emballage	4038917361941

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

