




Description d'article

Numéro de commande	85.1440.200
Description d'article	Aiguille de sécurité S-Monovette® , canule (Ø x L) : 22G x 1 1/2", code couleur : noir, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 50 pièce(s)/carton
Numéro PZN	6796218
Code NACRES	NB.03

Caractéristiques du produit

Couleur de codage	noir
Produit de sécurité	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	22 G / 0,7 mm
Longueur de la canule	38 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Aiguille de sécurité S-Monovette® , 22G x 1 1/2",
noir, 1 pièce(s)/blister

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0124 (DEKRA)
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	39000
Profondeur du carton intérieur	268 mm
Largeur du carton intérieur	111 mm
Hauteur du carton intérieur	71 mm
Profondeur du carton	373 mm
Largeur du carton	233 mm
Hauteur du carton	290 mm
Volume du carton	0.0252 cbm
Poids du produit	0.0026 kg
Poids du carton	2.47 kg
Code EAN de la boîte	4038917129190
Code EAN du carton	4038917361965
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-04

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT