



### **Description d'article**

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 85.1440                                                                                                                                 |
| Description d'article | Aiguille S-Monovette® , canule (Ø x L) : 22G x 1 1/2", code couleur : noir, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 100 pièce(s)/carton |
| Code NACRES           | NB.03                                                                                                                                   |

### **Caractéristiques du produit**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Couleur de codage   | noir                      |
| Produit de sécurité | non                       |
| Raccord             | bouchon fileté à membrane |

### **Dimensions**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Diamètre de la canule (extérieur) | 22 G / 0,7 mm |
| Longueur de la canule             | 38 mm         |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Catégorie de produit | Produit médical                        |
| Certifié CE          | CE 0124 (DEKRA)                        |
| Label de pureté      | stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine |
| Stérilisation        | Radiation gamma                        |
| Apyrogène            | oui                                    |
| Alloti               | oui                                    |

### **Conditionnement**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.             | 1000          |
| pièces / boîte                 | 100           |
| pièces / carton                | 1000          |
| pièces / pallet                | 78000         |
| Profondeur du carton intérieur | 268 mm        |
| Largeur du carton intérieur    | 111 mm        |
| Hauteur du carton intérieur    | 71 mm         |
| Profondeur du carton           | 373 mm        |
| Largeur du carton              | 233 mm        |
| Hauteur du carton              | 290 mm        |
| Volume du carton               | 0.0252 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0017 kg     |
| Poids du carton                | 2.92 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917086653 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917005180 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

