



### Description d'article

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 85.1638.201  |
| Description d'article | Aiguille de Safety-Multifly® , canule (Ø x L) : 21G x 3/4" , code couleur : vert, longueur de tubulure : 240 mm, avec Luer (f), sans DEHP, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 120 pièce(s)/carton |
| Code NACRES           | NB.03  |

### Caractéristiques du produit

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Version             | Luer (f) |
| Couleur de codage   | vert     |
| Produit de sécurité | oui      |
| Raccord             | Luer (f) |

### Dimensions

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Diamètre de la canule (extérieur) | 21 G / 0,8 mm |
| Diamètre de la tubulure           | 2.3 mm        |
| Longueur de la canule             | 19 mm         |
| Longueur de la tubulure           | 240 mm        |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Catégorie de produit | Produit médical                        |
| Certifié CE          | CE 0124 (DEKRA)                        |
| Label de pureté      | stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine |
| Stérilisation        | Stérilisation au gaz                   |
| Apyrogène            | oui                                    |
| Plastifiant          | sans DEHP                              |
| Alloti               | oui                                    |

### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 480           |
| Type d'emballage intérieur        | blister       |
| pièces / boîte                    | 120           |
| pièces / carton                   | 480           |
| pièces / pallet                   | 20640         |
| Profondeur du carton intérieur    | 224 mm        |
| Largeur du carton intérieur       | 214 mm        |
| Hauteur du carton intérieur       | 171 mm        |
| Profondeur du carton              | 442 mm        |
| Largeur du carton                 | 358 mm        |
| Hauteur du carton                 | 240 mm        |
| Volume du carton                  | 0.038 cbm     |
| Poids du produit                  | 0.003 kg      |
| Poids du carton                   | 3.2 kg        |
| Code EAN de la boîte              | 4038917423892 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917423601 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

