



## Description d'article

Numéro de commande	85.1640.935
Description d'article	Aiguille de Safety-Multifly® , canule (Ø x L) : 23G x 3/4" , code couleur : bleu, longueur de tubulure : 200 mm, avec Porte-aiguille assemblé, sans DEHP, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 25 pièce(s)/carton
Numéro PZN	6797488

## Caractéristiques du produit

Version	Porte-aiguille assemblé
Couleur de codage	bleu
Produit de sécurité	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

## Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	23 G
Diamètre de la tubulure	2.3 mm
Longueur de la canule	19 mm
Longueur de la tubulure	200 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Aiguille de Safety-Multifly® , 23G x 3/4", bleu,**  
**longueur de tubulure : 200 mm, 1 pièce(s)/blister**

**Page 2**

**Pureté et certification**

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	CE 0124 (DEKRA)
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Plastifiant	sans DEHP
Alloti	oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	25
pièces / carton	100
pièces / pallet	7200
Profondeur du carton	533 mm
Largeur du carton	263 mm
Hauteur du carton	140 mm
Volume du carton	0.0196 cbm
Poids du produit	0.0052 kg
Poids du carton	1.38 kg
Code EAN de la boîte	4038917423410
Code EAN du carton d'emballage	4038917423403

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-06-16

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**