



Spécification de produit

**S-Monovette® Sérums CAT, 7,5 ml, bouchon blanc,
(L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique
pré-codé, pré-code à barres avec plage de
numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à
3 chiffres**

Page 1



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 01.1601.088 |
| Description d'article | S-Monovette® Sérums CAT, préparation : Activateur de coagulation, 7,5 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon blanc, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres 005, étiquette/impression: blanc/noir, 50 pièce(s)/carton, stérile |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Type de prélèvement | veineux |
| Type de préparation | Activateur de coagulation |
| Code couleur | EU |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette plastique pré-codé |
| Couleur impression/étiquette | blanc/noir |
| Graduation | graduation maximale |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-14

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

S-Monovette® Sérums CAT, 7,5 ml, bouchon blanc,
(L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique
pré-codé, pré-code à barres avec plage de
numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à
3 chiffres

Page 2

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Bouchon | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Centrifugation recommandée | 2000 x g |
| Température de centrifugation | 20 |
| Durée de centrifugation | 10 Min |
| Étanchéité aux liquides | oui |
| Raccord | bouchon fileté à membrane |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 7.5 ml |
| Diamètre | 15 mm |
| Longueur avec bouchon | 108 mm |
| Longueur sans bouchon | 92 mm |
| Longueur avec bouchon et tige | 129 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | blanc |
| Matériau de la membrane | caoutchouc |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |
| Matériau du piston | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS) |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | stérile |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Alloti | oui |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-14

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**S-Monovette® Sérums CAT, 7,5 ml, bouchon blanc,
(L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique
pré-codé, pré-code à barres avec plage de
numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à
3 chiffres**

Page 3

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 20000 |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte | 50 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 32000 |
| Profondeur du carton intérieur | 189 mm |
| Largeur du carton intérieur | 134 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 82 mm |
| Profondeur du carton | 440 mm |
| Largeur du carton | 400 mm |
| Hauteur du carton | 129 mm |
| Volume du carton | 0.0227 cbm |
| Poids du produit | 0.0084 kg |
| Poids du carton | 5.02 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917949200 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917949217 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-14

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT