



## Spécification de produit

**S-Monovette® Sérums Gel CAT, 7,5 ml, bouchon marron, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres**

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	01.1602.088
Description d'article	S-Monovette® Sérums Gel CAT, préparation : activateur de coagulation/gel, 7,5 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon marron, code couleur EU/ISO, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres 010, étiquette/impression: blanc/marron, 50 pièce(s)/carton, stérile

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	activateur de coagulation/gel
Code couleur	EU/ISO
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique pré-codé
Couleur impression/étiquette	blanc/marron
Graduation	graduation maximale

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-10-10

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.

 **SARSTEDT**



## Spécification de produit

**S-Monovette® Sérums Gel CAT, 7,5 ml, bouchon marron, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres**

Page 2

Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2500 x g
Température de centrifugation	20
Durée de centrifugation	10 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

### Dimensions

Volume nominal	7.5 ml
Diamètre extérieur du bouchon	18 mm
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	108 mm
Longueur sans bouchon	92 mm
Longueur avec bouchon et tige	129 mm

### Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du bouchon	marron
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-10-10

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**S-Monovette® Sérums Gel CAT, 7,5 ml, bouchon marron, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres**

**Page 3**

### Conditionnement

Minimum order qty.	20000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	24000
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	134 mm
Hauteur du carton intérieur	82 mm
Profondeur du carton	440 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	144 mm
Volume du carton	0.0253 cbm
Poids du produit	0.0088 kg
Poids du carton	5.22 kg
Code EAN de la boîte	4038917949323
Code EAN du carton d'emballage	4038917949330

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-10-10

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**