



Spécification de produit

**S-Monovette® Analyse des métaux LH, 7,5 ml,
bouchon orange, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec
étiquette papier**

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	01.1604.400
Description d'article	S-Monovette® Analyse des métaux LH, préparation : Héparine de lithium, liquide, 7,5 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon orange, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 15 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: orange, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Héparine de lithium, liquide
Concentration de préparation	19 UI/ml sang
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	orange
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**S-Monovette® Analyse des métaux LH, 7,5 ml,
bouchon orange, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec
étiquette papier**

Page 2

Température de centrifugation	20
Durée de centrifugation	10 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal	7.5 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	108 mm
Longueur sans bouchon	92 mm
Longueur avec bouchon et tige	129 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	orange
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	32000

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**S-Monovette® Analyse des métaux LH, 7,5 ml,
bouchon orange, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec
étiquette papier**

Page 3

Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	134 mm
Hauteur du carton intérieur	82 mm
Profondeur du carton	440 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	129 mm
Volume du carton	0.0227 cbm
Poids du produit	0.0073 kg
Poids du carton	4.49 kg
Code EAN de la boîte	4038917131926
Code EAN du carton d'emballage	4038917024044

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-17

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT