



Description d'article

Numéro de commande	01.1621.001
Description d'article	S-Monovette® EDTA Gel K2E, préparation : EDTA K2 Gel, 7,5 ml, bouchon à vis à membrane, bouchon rouge, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 15 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge/marron, 50 pièce(s)/carton, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	EDTA K2 Gel
Concentration de préparation	1,6 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	rouge/marron
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon à vis à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2500 x g
Température de centrifugation	20

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
S-Monovette® EDTA Gel K2E, 7,5 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette papier

Page 2

Durée de centrifugation	10 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon à vis à membrane

Dimensions

Volume nominal	7.5 ml
Diamètre extérieur du bouchon	18 mm
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	108 mm
Longueur sans bouchon	92 mm
Longueur avec bouchon et tige	129 mm

Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du bouchon	rouge
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	Agent de diagnostic in vitro (IVD)
Certifié CE	CE - Autodéclaration du fabricant
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	24000

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2026-03-12

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
S-Monovette® EDTA Gel K2E, 7,5 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 92 x 15 mm, avec étiquette papier

Page 3

Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	134 mm
Hauteur du carton intérieur	82 mm
Profondeur du carton	440 mm
Largeur du carton	410 mm
Hauteur du carton	144 mm
Volume du carton	0.026 cbm
Poids du produit	0.0087 kg
Poids du carton	5.21 kg
Code EAN de la boîte	4038917312707
Code EAN du carton d'emballage	4038917312691

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2026-03-12

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT