

Spécification de produit

S-Monovette[®] EDTA Gel K2E, 7,5 ml, bouchon rouge, (L x \varnothing): 92 x 15 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 01.1621.001

Description d'article S-Monovette® EDTA Gel K2E, préparation : EDTA K2 Gel,

7,5 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 15 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge/marron, 50

pièce(s)/carton, stérile

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement veineux
Type de préparation EDTA K2 Gel
Concentration de préparation 1,6 mg/ml sang

Code couleur EU

Étiquette/ Impression avec étiquette papier

Couleur impression/étiquette rouge/marron

Graduation graduation maximale

Bouchon bouchon fileté à membrane

Type de fermeture bouchon à vis

Centrifugation recommandée 2500 x g

Température de centrifugation 20

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Spécification de produit

S-Monovette[®] EDTA Gel K2E, 7,5 ml, bouchon rouge, (L x \emptyset) : 92 x 15 mm, avec étiquette papier

Page 2

Durée de centrifugation 10 Min Étanchéité aux liquides oui

Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 7.5 ml
Diamètre 15 mm
Longueur avec bouchon 108 mm
Longueur sans bouchon 92 mm
Longueur avec bouchon et 129 mm

tige

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon rouge

Matériau de la membrane caoutchouc

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Label de pureté stérile

Stérilisation Irradiation électronique

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur carton pièces / boite 50
pièces / carton 500
pièces / pallet 24000
Profondeur du carton intérieur 189 mm
Largeur du carton intérieur 134 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit S-Monovette[®] EDTA Gel K2E, 7,5 ml, bouchon rouge, (L x Ø): 92 x 15 mm, avec étiquette papier

Page 3

Hauteur du carton intérieur
Profondeur du carton
Largeur du carton
Hauteur du carton
Volume du carton
Poids du produit
Poids du carton

440 mm
400 mm
129 mm
0.0227 cbm
0.0087 kg
Poids du carton
5.21 kg

 Code EAN de la boite
 4038917312707

 Code EAN du carton
 4038917312691

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

