



## Spécification de produit

**S-Monovette® EDTA Gel K2E, 9 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier**

**Page 1**



### Description d'article

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 02.1333.001  |
| Description d'article | S-Monovette® EDTA Gel K2E, K2E, préparation : EDTA K2 Gel, 9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon rouge, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 92 x 16 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: rouge, 50 pièce(s)/carton, stérile |
| Code NACRES           | NB.11  |

### Caractéristiques du produit

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Type de prélèvement          | veineux                   |
| Type de préparation          | EDTA K2 Gel               |
| Concentration de préparation | 1,6 mg/ml sang            |
| Code couleur                 | EU                        |
| Étiquette/ Impression        | avec étiquette papier     |
| Couleur impression/étiquette | rouge                     |
| Graduation                   | graduation maximale       |
| Bouchon                      | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture            | bouchon à vis             |
| Centrifugation recommandée   | 2500 x g                  |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® EDTA Gel K2E, 9 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Température de centrifugation | 20                        |
| Durée de centrifugation       | 10 Min                    |
| Étanchéité aux liquides       | oui                       |
| Raccord                       | bouchon fileté à membrane |

### **Dimensions**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 9 ml   |
| Diamètre                      | 16 mm  |
| Longueur avec bouchon         | 108 mm |
| Longueur sans bouchon         | 92 mm  |
| Longueur avec bouchon et tige | 129 mm |

### **Matériau et coloris**

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit            | transparent                        |
| Matériel de fermeture         | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon            | rouge                              |
| Matériau de la membrane       | caoutchouc                         |
| Matériau de la tubulure       | Polypropylène (PP)                 |
| Matériau du piston            | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS)                   |

### **Pureté et certification**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR                |
| Catégorie de produit    | In vitro-Diagnostic, CE  |
| Certifié CE             | CE                       |
| Label de pureté         | stérile                  |
| Stérilisation           | Irradiation électronique |
| Alloti                  | oui                      |

### **Conditionnement**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Minimum order qty.             | 500    |
| Type d'emballage intérieur     | carton |
| pièces / boîte                 | 50     |
| pièces / carton                | 500    |
| pièces / pallet                | 24000  |
| Profondeur du carton intérieur | 204 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® EDTA Gel K2E, 9 ml, bouchon rouge, (L x Ø) : 92 x 16 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Largeur du carton intérieur    | 134 mm        |
| Hauteur du carton intérieur    | 88 mm         |
| Profondeur du carton           | 648 mm        |
| Largeur du carton              | 303 mm        |
| Hauteur du carton              | 150 mm        |
| Volume du carton               | 0.0295 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0093 kg     |
| Poids du carton                | 5.59 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917127677 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917021357 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**