



## Spécification de produit

**S-Monovette® Fluorure/EDTA FE, 5,5 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 75 x 15 mm, avec étiquette papier**

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	03.1626.001
Description d'article	S-Monovette® Fluorure/EDTA FE, préparation : Fluorure + EDTA, 5,5 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon jaune, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 75 x 15 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: jaune/noir, 50 pièce(s)/carton, stérile
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	veineux
Type de préparation	Fluorure + EDTA
Concentration de préparation	1,0 mg/ml sang + 1,2 mg/ml sang
Code couleur	EU
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	jaune/noir
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon fileté à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Centrifugation recommandée	2000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**S-Monovette® Fluorure/EDTA FE, 5,5 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 75 x 15 mm, avec étiquette papier**

Page 2

Durée de centrifugation	9 Min
Étanchéité aux liquides	oui
Raccord	bouchon fileté à membrane

### Dimensions

Volume nominal	5.5 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	91 mm
Longueur sans bouchon	75 mm
Longueur avec bouchon et tige	112 mm

### Matériau et coloris

Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	34000
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	117 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**S-Monovette® Fluorure/EDTA FE, 5,5 ml, bouchon  
jaune, (L x Ø) : 75 x 15 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

Hauteur du carton intérieur	82 mm
Profondeur du carton	440 mm
Largeur du carton	400 mm
Hauteur du carton	129 mm
Volume du carton	0.0227 cbm
Poids du produit	0.0064 kg
Poids du carton	4.01 kg
Code EAN de la boîte	4038917132138
Code EAN du carton d'emballage	4038917024259

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**