



**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2,9 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette papier**

**Page 1**



**Description d'article**

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 04.1902.001                                                                                                                                                                                                                                               |
| Description d'article | S-Monovette® Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, préparation : Citrate 9NC, 2,9 ml, bouchon fileté à membrane, bouchon vert, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon : 65 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: vert, 50 pièce(s)/carton, stérile |
| Code NACRES           | NB.11                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Caractéristiques du produit**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Type de prélèvement          | veineux                   |
| Type de préparation          | Citrate 9NC               |
| Concentration de préparation | 0,106 mol/l               |
| Code couleur                 | EU                        |
| Étiquette/ Impression        | avec étiquette papier     |
| Couleur impression/étiquette | vert                      |
| Graduation                   | graduation maximale       |
| Bouchon                      | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture            | bouchon à vis             |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**S-Monovette® Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2,9 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette papier**

**Page 2**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Centrifugation recommandée    | 1800 x g                  |
| Température de centrifugation | 20                        |
| Durée de centrifugation       | 10 Min                    |
| Étanchéité aux liquides       | oui                       |
| Raccord                       | bouchon fileté à membrane |

### Dimensions

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 2.9 ml |
| Diamètre                      | 13 mm  |
| Longueur avec bouchon         | 81 mm  |
| Longueur sans bouchon         | 65 mm  |
| Longueur avec bouchon et tige | 102 mm |

### Matériau et coloris

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit            | transparent                        |
| Matériel de fermeture         | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon            | vert                               |
| Matériau de la membrane       | caoutchouc                         |
| Matériau de la tubulure       | Polypropylène (PP)                 |
| Matériau du piston            | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS)                   |

### Pureté et certification

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR                |
| Catégorie de produit    | In vitro-Diagnostic, CE  |
| Certifié CE             | CE                       |
| Label de pureté         | stérile                  |
| Stérilisation           | Irradiation électronique |
| Alloti                  | oui                      |

### Conditionnement

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Minimum order qty.         | 500    |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte             | 50     |
| pièces / carton            | 500    |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





## Spécification de produit

**S-Monovette® Citrate 9NC 0.106 mol/l 3,2%, 2,9 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 65 x 13 mm, avec étiquette papier**

**Page 3**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| pièces / pallet                | 42000         |
| Profondeur du carton intérieur | 171 mm        |
| Largeur du carton intérieur    | 105 mm        |
| Hauteur du carton intérieur    | 73 mm         |
| Profondeur du carton           | 388 mm        |
| Largeur du carton              | 358 mm        |
| Hauteur du carton              | 125 mm        |
| Volume du carton               | 0.0174 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0043 kg     |
| Poids du carton                | 2.84 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917134187 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917025485 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**