


Spécification de produit

S-Monovette® neutre Z, 4,9 ml, bouchon blanc, (L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 04.1926.001

Description d'article S-Monovette® neutre Z, sans additif, 4,9 ml, bouchon fileté

à membrane, bouchon blanc, code couleur ISO, ($L \times \emptyset$) sans bouchon : 90 x 13 mm, avec étiquette papier, étiquette/impression: noir, 50 pièce(s)/carton, stérile

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement veineux Type de préparation sans additif

Code couleur ISO

Étiquette/ Impression avec étiquette papier

Couleur impression/étiquette noir

Graduation graduation maximale


Bouchon bouchon fileté à membrane

Type de fermeture bouchon à vis

Centrifugation recommandée 2000 x g

Température de centrifugation 20 Durée de centrifugation 10 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit

S-Monovette® neutre Z, 4,9 ml, bouchon blanc, (L x Ø) : 90 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 2

Étanchéité aux liquides oui

Raccord bouchon fileté à membrane

Dimensions

Volume nominal 4.9 ml
Diamètre 13 mm
Longueur avec bouchon 106 mm
Longueur sans bouchon 90 mm
Longueur avec bouchon et 127 mm

tige

Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Couleur du bouchon blanc

Matériau de la membrane caoutchouc

Matériau de la tubulure Polypropylène (PP)

Matériau du piston Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Matériau de la tige du piston Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA, ADR

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Label de pureté stérile

Stérilisation Irradiation électronique

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500 Type d'emballage intérieur carton pièces / boite 50 pièces / carton 500 pièces / pallet 36000 Profondeur du carton intérieur 171 mm Largeur du carton intérieur 130 mm Hauteur du carton intérieur 73 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit

S-Monovette® neutre Z, 4,9 ml, bouchon blanc, (L x Ø): 90 x 13 mm, avec étiquette papier

Page 3

Profondeur du carton 388 mm Largeur du carton 358 mm Hauteur du carton 150 mm Volume du carton 0.0208 cbm Poids du produit 0.0048 kg Poids du carton 3.18 kg

Code EAN de la boite 4038917134422 Code EAN du carton 4038917025683

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



2024-05-13