




## Description d'article

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 04.1928                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Description d'article | S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, préparation :<br>Héparine de lithium gel, 2,7 ml, bouchon fileté à membrane,<br>bouchon orange, code couleur EU, (L x Ø) sans bouchon :<br>75 x 13 mm, avec étiquette plastique, étiquette/impression:<br>transparent/marron, 50 pièce(s)/carton, stérile |
| Code NACRES           | NB.11                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Caractéristiques du produit

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Type de prélèvement          | veineux                   |
| Type de préparation          | Héparine de lithium gel   |
| Concentration de préparation | 25 UI/ml sang             |
| Code couleur                 | EU                        |
| Étiquette/ Impression        | avec étiquette plastique  |
| Couleur impression/étiquette | transparent/marron        |
| Graduation                   | graduation maximale       |
| Bouchon                      | bouchon fileté à membrane |
| Type de fermeture            | bouchon à vis             |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, 2,7 ml,**  
**bouchon orange, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec**  
**étiquette plastique**

**Page 2**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Centrifugation recommandée    | 2500 x g                  |
| Température de centrifugation | 20                        |
| Durée de centrifugation       | 15 Min                    |
| Étanchéité aux liquides       | oui                       |
| Raccord                       | bouchon fileté à membrane |

**Dimensions**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal                | 2.7 ml |
| Diamètre                      | 13 mm  |
| Longueur avec bouchon         | 91 mm  |
| Longueur sans bouchon         | 75 mm  |
| Longueur avec bouchon et tige | 112 mm |

**Matériau et coloris**

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Couleur du produit            | transparent                        |
| Matériel de fermeture         | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon            | orange                             |
| Matériau de la membrane       | caoutchouc                         |
| Matériau de la tubulure       | Polypropylène (PP)                 |
| Matériau du piston            | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS)                   |

**Pureté et certification**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR                |
| Catégorie de produit    | In vitro-Diagnostic, CE  |
| Certifié CE             | CE                       |
| Label de pureté         | stérile                  |
| Stérilisation           | Irradiation électronique |
| Alloti                  | oui                      |

**Conditionnement**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Minimum order qty.         | 500    |
| Type d'emballage intérieur | carton |
| pièces / boîte             | 50     |
| pièces / carton            | 500    |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Spécification de produit**  
**S-Monovette® Héparine de lithium gel LH, 2,7 ml,**  
**bouchon orange, (L x Ø) : 75 x 13 mm, avec**  
**étiquette plastique**

**Page 3**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| pièces / pallet                | 39000         |
| Profondeur du carton intérieur | 171 mm        |
| Largeur du carton intérieur    | 116 mm        |
| Hauteur du carton intérieur    | 73 mm         |
| Profondeur du carton           | 388 mm        |
| Largeur du carton              | 358 mm        |
| Hauteur du carton              | 135 mm        |
| Volume du carton               | 0.0188 cbm    |
| Poids du produit               | 0.0051 kg     |
| Poids du carton                | 3.29 kg       |
| Code EAN de la boîte           | 4038917244114 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917244107 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-19

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**